

The 外科

歯科 外科・インプラント用

基本器械 各種材料

Vol.17



www.olas.co.jp から
製品カタログを高覧・印刷可です。

良い物だけを世界から

オーラス

オーラスのご案内

カタログのお受取り、誠にありがとうございます。

「弘法は 本番で迷わぬ様、筆を事前に厳選」

「歯科の手術は 局麻が主で、患者様は敏感」

「Sharp-Smooth-Soft All for Atraumatic」

適切価の良品を 少数精鋭で。 **永く ～ 良い状態でご使用に！**

全製品 検品・確認の上、出荷しております。

本カタログは {Olas selects} 選定した少数掲載。

掲載以外 医科・歯科 器械・材料の事は、

お問い合わせ下されば、幸甚です。



展示風景

オーラス

代 表 山 田 武 史

営 業 浅 見 将 司

〒349-0217

埼玉県白岡市小久喜874-1 新和ビル201

Tel 0480-93-1218 Fax 0480-44-8866

E-mail olas@olas.co.jp www.olas.co.jp

高度管理医療機器等 販売業 許可番号 第810763号
医療機器修理業許可番号 11BS2000307

アフターも万全です。

アトラウマティック鑷子

柔・把持部低侵襲型



TC付把持部
ドベイキー部 5mm
TC部 外科 9mm
アドソン 7mm



・7-0迄抜糸に有用
・組織にも優！

ドベイキー構造(正面から)



(先は鈍です)

☆心臓血管にも多用

写真左から **ドベイキー鑷子TC付** **ドベイキー外科鑷子** **ドベイキー鑷子アングル**

・アドソン 長さ 123mm FF0123TC

・外科 長さ 160mm FF14051TC

長さ 150mm FF14050

160mm FF14051

180mm FF14052

巾 1.5mm

長さ 160mm FF14051C

細型も把持力維持

巾 1.5mm

TC合金付は 縫合針 他・硬い物も把持可


製造販売 福川産業㈱
医療機器製造販売業許可番号13B3X00022
届出番号13B3X00022Q0081

Olas selects

写真・イラストはイメージで、規格が実寸です。


鋭匙ピンセット

自信器シリーズ



鋭匙内の規格

抜歯窩等の**确实・早い**
搔把に
「**取れる！**」 **各種工夫！**



先下曲

A F-1600S 17cm 2x3mm

良い製品だけを世界から

発売 **オーラス**

TEL 0480-93-1218 FAX 0480-44-8866

WWW.OLAS.CO.JP

(株)荒川製作所 届出番号 13B2X00313000012

マッカンドー鑷子

新 柔型・先細明視野



長さ 155mm 小有鉤 FF0156

無鉤 FF0155

福川産業(株) 届出番号 13B3X00022000081

アドソン鑷子

先細・長のセミマイクロ型
アドソンの短所を改善!



長さ 125mm 有鉤 FF0158

無鉤 FF0157

他、マイクロ型
レギュラー型 も有ります。

福川産業(株) 届出番号 13B3X00022000081

デンタル鑷子メリアム

柔・先細・深部迄届く



長さ 160mm 横溝付 FF0683


福川産業(株) 届出番号 13B3X00022000136

Olas selects

写真・イラストはイメージで、規格が実寸です。

S-LINE カストロビューホ持針器

自信器



S-LINE

BOX部の糸が通る箇所を
S曲線の様に
滑らかなカーブに改良で
ストレスフリーに☆

SMOOTHな縫合

SOFTなタッチ

・先 合金の交換も可

FN0145S・直14cm FN0146S・曲14cm
FN0180S・直18cm FN0181S・曲18cm

良い製品だけを世界から

発売

オーラス

TEL 0480-93-1218 FAX 0480-44-8866

WWW.OLAS.CO.JP

福川産業(株) 届出番号 13B3X0002200082

へガール様 細型 持針器

自信器



スピーディ・ストレスフリーな縫合

・細身・糸が掛からないBOX部十分な面取

・先合金の交換も可

・クイルウッド 中太型 15.3cm FN0150C

・バスキュラー 先細型 15cm・18cm・15cm先曲(KA MIU型)
FN0150V・FN0180V・FN0150VC

・バスキュラー **LADIES型** 15cm(小リンク型)
FN0150VL

良い製品だけを世界から

発売

オーラス

TEL 0480-93-1218 FAX 0480-44-8866

WWW.OLAS.CO.JP

福川産業(株) 届出番号 13B3X0002200082

マツチュウ持針器 丹下式様等

自信器



ストレスフリー・スムーズな縫合の為に

- ・縫合糸が掛からないBOX部総て！面取
- ・ラッチェットが内側で挟まない
- ・先合金の交換も可

左から FN0159 19cm FN0156 16cm

FN0156S 16cm 先直 FN0159S 19cm 先直

良い製品だけを世界から 発売 オーラス

TEL 0480-93-1218 FAX 0480-44-8866

WWW.OLAS.CO.JP

福川産業(株) 届出番号 13B3X0002200082

MI マイクロラスパ

深部迄・より繊細な剥離に



全長 185mm

尖部 2×5 × 刃長約13mm 丸部 3×13mm 弱弯 AR-0185

(株)荒川製作所 届出番号 13B2X00313000012

A型ラスパ

ブーザ型様 骨膜剥離子



全長 180mm

尖部 4×6,5 mm 丸部 5×10mm 弱弯 AR-0180

(株)荒川製作所 届出番号 13B2X00313000012

フウリガン剥離子

ブーザー型より各やや大きい・骨膜剥離子



全長 180mm

尖部 4,5×9 mm 丸部 6×15mm 弱弯 FR0138

福川産業(株) 届出番号 13B3X00022000142

両直・平柄 骨膜剥離子

分割等にも丈夫・多用途用、剥離子



全長 145mm

AR-0145


(株)荒川製作所 届出番号 13B2X00313000012

Olas selects

写真・イラストはイメージで、規格が実寸です。

眼科剪刀

・切れ味◎ 歯肉ハサミ



スーパーカット剪刀反 FS0141 長さ 115mm

・刀の強度 1.5倍 糸切用ハサミ



反 FS0142 長さ 115mm

直 FS0143

反 FS0150 長さ 150mmも有り

福川産業㈱ 届出番号 13B3X00022000124

T/Cマイクロ剪刀



FM0160 直 16cm

FM0161 反 16cm

New☆繊細な切離に、T/C付で強度も有り。

福川産業㈱ 届出番号 13B3X00022000080

Olas selects

写真・イラストはイメージで、規格が実寸です。

上・浅ギザ刃 スーパーカット剪刀

組織に食い込み

抜群の切れ！

下写真 製品の約 77%



ジャベリー・反 13 cm

パワーの切れ・汎用の長さ

FS0130SC

メツチェン・反 SC14.5 cm

細・鈍先 剥離・安全な抜糸

FS0145SC

ヨセフ・反 SC 15 cm

パワーの切れ・深部に

FS0150SC

良い製品だけを世界から

歯科・外科器械

オーラス

Tel 0480-93-1218 www.olas.co.jp

モスキート鉗子

丈夫・ファイン



無鉤 長さ 125mm 直 FF0125
曲 FF0126

福川産業(株) 届出番号 13B3X00022000060

ハルトマン麦粒鉗子

上顎洞他の細かい処置を
明視野で可



全長 140mm FF1400

福川産業(株) 届出番号 13B3X00022000079

先細：小型二連のみ鉗子 15cm

骨のトリミングに、倍力で軽めの力で可



FF0150W

他にない
薄型 1.5mm
中厚 2mm
厚 3mm

(株)アイ・インターナショナル 届出番号 13B3X10219B00014

Olas selects


写真・イラストはイメージで、規格が実寸です。

U型多用途鉗子

＊埋伏・残根・破折根・乳歯の抜歯
＊不良肉芽等の切除

- ・ 深部迄良好な操作性 ・ 巾薄 ・ 先細で明視野
- ・ 強度も有

把持部14 x 4mm滑止付・麦粒状



AF-1900 19cm

販売元 口腔外科器械

オーラス

WWW.OLAS.CO.JP

TEL 0480-93-1218

(株)荒川製作所 届出番号 13B2X00313000013

デリケート鋭匙鉗子(弱弯)



一般品

オーラス品

抜歯窩に入りやすい
先端セミマイクロ型



弱弯・150mm FF0150

(株)アイ・インターナショナル
届出番号 13B3X10219B00014

フレンケル舌圧子 **改良型**

90mmロングネックで深部迄

50mm

30mm

大きい三ッ穴型で
滑りにくく

(株)コラボレイツ 医療機器製造販売届出番号 13B3X10161000606

Olas selects

写真・イラストはイメージで、規格が実寸です。

屈曲歯肉鋭匙鉗子
(デリケート鋭匙鉗子 強弯)




強弯型→

弱弯型→

監修：鈴木光雄先生

全長150mm 品番：FF0150K

先端先細 & 強把持力！臼歯部の搔把に！



良い製品だけを世界から

発売


オーラス

製造販売業者アイ・インターナショナル 医療機器製造販売届出番号13B3X10219B00014

ランゲンバック鉤

口腔内用に巾狭く、術野を確保

面取り型で痛くない



各全長 21cm 巾 11 × 長さ 50mm FR1013
巾 11 × 長さ 40mm FR1012
巾 11 × 長さ 30mm FR1009

2-point ハークン



骨面に沿った軟組織の牽引に威力を発揮!㊸ 先割れで、術野も広く明視野に。
インプラント等骨採取にも。多用途リトラクター

全長 21cm 巾 13 × 長さ 50mm AF-0210

㈱荒川製作所 届出番号 13B2X00313000023



コヘル上曲



全長 21cm
巾 11 × 長さ 40mm FR1012U
巾 11 × 長さ 55mm FR1013U

福川産業㈱ 届出番号 13B3X00022000138

ミニランゲンバック鉤




各全長 16cm 巾 6 × 20mm FR0110
巾 6 × 10mm FR0109

福川産業㈱ 届出番号 13B3X00022000138

Olas selects

写真・イラストはイメージで、規格が実寸です。

L字型鉤



上顎(下顎)、安定した
保持で術野の確保が可

2mm厚 → 1.5mm厚
保持部を改良

巾10mm PAS-010R
巾13mm PAS-013

㈱アイ・インターナショナル 届出番号 13B3X10219B00011

ケリソン



鋭刃・スムーズな動き・ローヘッド

3x3mm ヘッド 長さ 150mm FF0090

ハンドルの開きが約70mmで、
日本人の手に合います。

福川産業㈱ 届出番号 13B3X00022000170

Olas selects

写真・イラストはイメージで、規格が実寸です。

スワンネックフラップ鉤

45度・巾狭型



埋伏歯・インプラント等 OPE時

①フラップを浅ギザ刃 ②頬側を長ネック50mm

で **確実に**保持！



全長16.5cm ギザ部 10mm 巾狭型

FR14021FN

口腔外科・インプラント用器

発売元 **オーラス**

TEL 0480-93-1218

FAX 0480-44-8866

90度・巾広型も有

巾12mm FR14021F

(株)アイ・インターナショナル 届出番号13B3X10219B00011

埋伏歯L字鉤

(DR.木津式)



用途・特長：

1. インプラント手術・骨造成術・抜歯など外科処置で活躍
2. 二股の先端でフラップを確実に保持
3. 頬粘膜を優しく圧排できるようラウンド形状の先端
4. 口角への引っ掛かりを限りなく減らす加工
5. 術者の負担軽減のための波型グリップ
6. 艶消し加工で手術用ライトの反射を防止
7. 口唇の圧排を上下どちらからも可能
8. 小回りのきく大きさ、滅菌バッグ、オートクレーブの大きさを問わない手のひらサイズ
9. 長時間の手術でも負担にならないよう軽量

全長120mm PAS-0120K

良い製品だけを世界から

発売 **オーラス**

製造販売業者 アイ・インターナショナル

医療機器製造販売届出番号 13B3X10219B00011

先テーパー吸引管

つまらないものです

アダプター無しで、
モリタ以外 Φ11mmのバキューム
に合います。



先端外径 4mm
円径 2.5mm

PAS-1105K 17cm

(株)アイ・インターナショナル 届出番号 13B3X10219B00022

ファインキャリパー

- ・精密な各種計測に
範囲 0~20mm

長さ 90mm
PAS-5051



(株)アイ・インターナショナル 届出番号 13B3X10219B00010

粘膜剥離子 改良型

- ・強弯部巾5.2mm 弱弯部巾4.5mm 巾狭型に改良



全長19cm PAS-0190

(株)アイ・インターナショナル 届出番号13B3X10219B00023


Olas selects

写真・イラストはイメージで、規格が実寸です。

ルーカス鋭匙

鋭刃・弱弯

抜歯窩の確実な搔爬等に



長さ 172mm FC0355 Fig.85 小 刃2.5×6mm
FC0356 Fig.86 中 刃3.0×6mm
FC0357 Fig.87 大 刃4.0×6mm

福川産業(株) 届出番号 13B3X00022000137

チゼル

※長さ全て165mm



両刃 巾4mm FM0165R



溝刃 巾3.5mm FM0165M



片刃 巾3.5mm FM0165K

福川産業(株) 届出番号 13B3X00022000171

小型金属マレット

取り回しやすい大きさ・重さ



約130g・ヘッド径 20mm・長さ 165mm FM0150

福川産業(株) 届出番号 13B3X00022000140

Olas selects

写真・イラストはイメージで、規格が実寸です。


厳選 外科基本セット

片倉朗教授 ご選定



写真左から

番号	製品名	特徴
1	バスキュラー持針器 15cm	New細身・柔・BOX部 糸が引っ掛からない様、全部十分な面取
2	マッカンド鑷子 小有鉤 15.5cm	先細で術野が良くとれ、柔な小有鉤
3	スワンネックフラップ鉤45度型	ライピンガー式・8番鉤の複製版&改良型先端45°型。 より安全に安定したフラップの保持を可能に



スワンネックフラップ鉤 ～使用一例

- ①口角から深部に向け、先の刃は当たらずに避け、頬側を鉤の腹のみで圧排。
- ②その後、先の刃部をフラップの骨の側壁に当て頬側とフラップを同時に圧定。
刃部はやや鋭、ご注意の程

良い物だけを世界から
外科・インプラント用器械
オーラス

Tel 0480-93-1218 Fax 0480-44-8866 www.olas.co.jp

Olas selects

写真・イラストはイメージで、規格が実寸です。



MI インプラント外科基本セット ・松野智宣教授 ご選定


MI (ミニマムインベイション)手術を可能にする厳選セレクト

術後の腫脹や疼痛の軽減、感染等の合併症予防にもなるMI手術
患者様に安心感をもたらし、インプラント手術のリピート率を高めることにも繋がります。



MI マイクロラスパ特徴

側面



深部迄剥離可の13mm



薄刃・骨補填も可な匙状

写真 左より

製品名	数	特徴
1.バスキュラー持針器 先曲 15cm 他先直有	1	細型・糸用面取各所 柔・ファイン
2.ドバイキー鑷子 15cm 巾1.5mm 他16cm・18cm有	1	特殊な把持部形状 組織に優で・抜糸にも有用
3.スーパーカット剪刀 反 13cm	1	最適な長さ 片浅ギザ刃で組織を確実に切離
4.フリーア剥離子 両丸・鋭 17.5cm	1	重めでしっかりの操作感、両丸・弱弯鋭刃
5.MIマイクロラスパ 片尖-片直鋭 18.5cm	1	繊細な剥離に適し・骨補填にも使用可に下部加工
6.先細デリケート骨鉗子 弱弯 柔型 15 cm	1	ファイン・鋭刃・柔 ロングハンドル
	6	

※先曲持針器・MIラスパ・先細鉗子 松野教授監修品

Olas selects

写真・イラストはイメージで、規格が実寸です。



エキスパート セット 西條英人教授監修

一般的処置～繊細な処置も可能なセットになっております



製品名		特徴
バスキュラー持針器	15cm	細型・糸掛からずノンストレス/スピーディ縫合
ドベイキー鑷子 巾1.5mm	15cm	特殊先端形状 組織に優・抜糸にも有用
マッカンド鑷子 小有鉤	15.5cm	小有鉤で低侵襲に、柔・細型で操作性も良
マイクロアドソン有鉤鑷子チップ付	12cm	小有鉤、チップ付で糸・針の把持も可
ヨセフ剪刀スーパーカット 反	15 c m	深部迄届く、片浅ギザ刃で確実に切離
形成剪刀 反	13 c m	糸切り用・先端鈍で安全
A型プーザーラスパ	18cm	歯間乳頭からスムーズな小剥離に適する
モルト剥離子 片尖・片丸・鋭	17.5cm	尖・丸弱弯刃の両頭型 強度な刀
モスキーと鉗子 無鉤 弱弯	12.5cm	多用途に使い易い弱弯型、操作性もファイン
ランゲンベック鉤・面取り型	40 x 11mm 21cm	口腔内用に巾狭・面取りで痛くない

Olas selects

写真・イラストはイメージで、規格が実寸です。



Step Up 基本セット 西條英人教授

ステップアップを目指す先生方への必須アイテム



製品名		特徴
クライルウッド持針器	15.3cm	汎用な中細型・ストレスフリーな縫合に
ドベイキー鑷子 巾1.5mm	15 c m	特殊先端形状 組織に優・抜糸にも有用
マッカンド鑷子 小有鉤	15.5cm	小有鉤で低侵襲に、柔・細型で操作性も良
スーパーカット剪刀 反	13 c m	汎用な長さ 片浅ギザ刃で組織を確実に切離
形成剪刀 反	13 c m	糸切り用・先端鈍で安全
A型プーザーラスパ	18cm	歯間乳頭からスムーズな剥離に適する
モスキーと鉗子 無鉤 弱弯	12.5cm	多用途に使い易い弱弯型、操作性もファインで良
ランゲンベック鉤・面取り型	40 x 11mm 21cm	口腔内用に巾狭・面取りで痛くない

Olas selects

写真・イラストはイメージで、規格が実寸です。



歯科インプラント 津山泰彦先生 基本セット



製品名	特徴
マッシュウ持針器 先曲16.5cm 他19cm、直も有	先細・弱弯 柔・ファイン 丹下式型
ドベイキー鑷子16cm 巾1.5mm 他15cm・18cm・曲も有	特殊先端形状 組織に優・抜糸にも有用
スーパーカット剪刀 反	13cm 最適な長さ 片浅ギザ刃で組織を確実に切離
フリーア剥離子 両丸・鋭	17.5cm 重めでしっかりの操作感・両鋭・丸・弱弯刃
モルト剥離子 片尖・片丸・鋭	17.5cm 使い良い尖・丸弱弯刃の両頭型
デリケート骨鉗子 弱弯	15cm ファイン・鋭刃・ロングハンドル
滅菌・保管トレイ	280x170x55mm 棒物専用でなく、マレット等も収納、深型



骨採取 津山泰彦先生 基本セット

製品名	特徴
ランゲンベック鉤 50x11mm 21cm	有効長50mm、深部で使い良い。
小型金属マレット 135g Φ20mm16.5cm	使い良い重さ・長さ 低価
チゼル 両刃 直 巾6mm 13cm	小骨採取には適した長さ・形状

Olas selects

写真・イラストはイメージで、規格が実寸です。




Ka miu 外科基本器械 河奈裕正教授ご選定



写真左から

番号	製品名	特徴
1	バスキュラー持針器 Ladies 15cm	New細身・柔・BOX部 糸が引っ掛からない様、全部十分な面取
2	マッカンド鑷子 小有鉤 15.5cm	先細で術野が良くとれ、柔な小有鉤
3	スーパーカット剪刀 反	片浅ギザ刃で確実に切離・13cmは深部でも有用
4	フリーア骨膜剥離子 17.5cm	巾狭・広 弱弯・両頭型 重みと鋭刃で強く剥離可
5	フリガン剥離子 18cm	プーザー型の両頭骨膜剥離子 柄は太で操作性良
6	L字型鉤 巾10mm	軽く・保持し易い形状・巾13mmも有れば良

待望!! 多目的小手術の“特注”ダブルブレード替刃メスホルダー



1 7部遠心部の結合組織採取



2 埋入時期の減張切開



3 上下結合組織移植術における Double blade

- 口蓋の4-6部位に局所麻酔を施し
- 替刃メスは#15 or #15Cを当該品に装着
- 角化上皮及び結合組織に十分な深さの切開を加え、深さを保ったまま約20mmの長さの組織片を採取できるように誘導
- 組織片の両端をカットして採取
- 採取された部分は5-0の縫合糸で連続水平マッレス縫合



Olas selects

写真・イラストはイメージで、規格が実寸です。

Dr木津 インプラント 外科基本セット



インプラント手術を成功に
導くための外科器具

Dr木津がいつも使用している
器具の基本セット



製品名	全長	点数	特 長
1 フリガン剥離子	18cm	1	プーザー型 歯間乳頭から起点に
2 フリアー剥離子	17.5cm	1	軽量型 鋭な強刃でキレイに剥離 両丸・弱弯
3 マッカンド鑷子 無鉤	15.7cm	1	ソフトタッチ 4-0~5-0を確実に把持
4 マッカンド鑷子 小有鉤	15.3cm	1	一爪を鋭、 二爪を鈍のスキンフック型低侵襲に
5 バスキュラー持針器	15cm	1	細型・糸が引っ掛からなくストレス Freeな縫合に
6 スーパーカット剪刀 反	13cm	1	最適な長さ 片浅ギザ刃で 抜群の切れ味

良い物だけを世界から
外科・インプラント用器械

オーラス

20240603

Tel : 0480-93-1218
Fax : 0480-44-8866

Email : olas@olas.co.jp
Web : www.olas.co.jp

Dr木津 Select オプション



オプション① 抜歯・骨造成
インプラント外科における抜歯即時、
骨造成手術にお薦めの器具



オプション②
前歯部など審美領域に
お薦めのデリケートな鑷子



オプション① 製品名	全長	点数	特 長
1 ファインヘーベル 4mm 直	14cm	1	強靱な薄刃で 低侵襲に歯根膜腔へ食い込む 難抜歯も時短に
2 ヘミングウェイ両頭鋭匙 Size2	17.5cm	1	強刃で高握把力 楕円型グリップで操作性も尚良
3 デリケート鋭匙鉗子	15cm	1	先細・鋭刃・ロングハンドル
単品販売も承ってます			

オプション② 製品名	全長	点数	特 長
4 マイクロアドソン鑷子無鉤	12cm	1	低侵襲に 繊細な処置に
5 マイクロアドソン鑷子有鉤	12cm	1	低侵襲に 繊細な処置に
単品販売も承ってます			

良い物だけを世界から
外科・インプラント用器械

オーラス

Tel : 0480-93-1218
Fax : 0480-44-8866
Email : olas@olas.co.jp
Web : www.olas.co.jp

上田 順宏 先生 **スペシャル** セット
(朝日大学 口腔病態医療学講座 口腔外科学 准教授)



公益社団法人
日本口腔外科学会



写真左から


番号	製品名	特徴
1	バスキュラー持針器 15cm	New細身・柔・BOX部 糸が引っ掛からない 様、全部十分な面取
2	ドベッキー鑷子18cm 巾1.5mm	特殊な先端形状で組織に優しく、 拔牙～頭部郭清まで細かい操作に有効 。7-0糸迄確実に把持可能
3	モルト骨膜剥離子 17cm	巾狭丸・先鋭 両頭型 鋭刃で強くキレイな剥離が可能
4	ルーカス鋭匙	操作性も良く、低価格でコスト良な鋭匙 (大・中・小 各規格有り)
5	ファインヘーベル巾3mm曲	強靱な薄刃が 歯根膜腔に食い込み、低侵襲で難拔牙も時短化可能
6	スワンネックフラップ鉤45度型	ライビンガー式・8番鉤の復刻版&改良型先端45° 型。より 安全に安定したフラップの保持 を可能

良い製品だけを世界から 発売 **オーラス**

Olas selects

写真・イラストはイメージで、規格が実寸です。

柚木 泰広 先生 **厳選外科** セット
(足利赤十字病院 歯科口腔外科 部長)



公益社団法人
日本口腔外科学会



1 2 3 4 5 6

写真左から

番号	製品名	特徴
1	バスキュラー持針器 15cm	New細身・柔・BOX部 糸が引っ掛からない 様、全部十分な面取
2	ドベッキー鑷子16cm 巾1.5mm	特殊な先端形状で組織に優しく、 拔牙～頭部郭清まで細かい操作に有効 。7-0糸迄確実に把持可能
3	MIマイクロラスパ 18.5cm	繊細な剥離に適し・骨補填にも使用可に下部加工
4	フリーアー骨膜剥離子 17.5cm	巾狭・広 弱弯・両頭型 強靱な鋭刃でキレイに剥離可
5	ジャベリースーパーカット剪刀 反 13cm	片浅ギザ刃で確実に切離・13cmは深部でも有用
6	スワンネックフラップ鉤45度型	ライビンガー式・8番鉤の復刻版&改良型先端45° 型。より 安全に安定したフラップの保持 を可能

良い製品だけを世界から 発売 **オーラス**

Olas selects

写真・イラストはイメージで、規格が実寸です。

前田 貢先生 最強インプラントセット
(オーラルデントクリニック院長・JSOI専門医・倫理審査委員会委員・代議委員)



公益社団法人日本口腔インプラント学会
Japanese Society of Oral Implantology



写真左から

番号	製品名	特徴
1	ドベッキー鑷子16cm 巾1.5mm	特殊な先端形状で組織に優しく、拔牙～頸部郭清まで細かい操作に有効。7-0糸迄確実に把持可能
2	カストロビュールホチキス針器曲14cm S-Line型	糸が引っ掛からないS-Line型にBOX部を改良
3	ジャベリースーパーカット剪刀 反 13cm	片ギザ刃で確実に切離・13cmは深部でも有用
4	フリーアー骨膜剥離子 17.5cm	巾狭・広 弱弯・両頭型 強靱な鋭刃でキレイに剥離可
5	MIマイクロラスパ 18.5cm	繊細な剥離に適し・骨補填にも使用可に下部加工
6	ファインヘーベル	リビート率90%以上！強靱な薄刃が歯根膜腔に食い込み、低侵襲で難拔牙も時短可能
7	スワンネックフラップ鉤45度型	ライピンガー式・8番鉤の復刻版&改良型先端45°型。より安全に安定したフラップの保持を可能
8	先テーパー吸引管	つまらない特殊形状、11mm径のユニットにそのまま装着可能です。


良い製品だけを世界から 発売 オーラス

Olas selects

写真・イラストはイメージで、規格が実寸です。

オーラス △トライアングル
歯科インプラント手術パック

ガウン・顔用ドレープ・サニスリーブ等、必要十分な物が入った滅菌済みパックです。
手術準備の短縮・確実化が図られ、清潔展開も容易に行えます。



1パックの明細

① 手術用ガウン	Lサイズ	1 枚
② 三角穴テープ付ドレープ	90x100cm	1 枚
③ サニスリーブ	Φ6x165cm	1 個
④ 術野消毒ガーゼ	7.5x7.5cm	5 枚
⑤ 多目的ドレープ	90x100cm	1 枚
⑥ 器械台カバー兼ラップ	90x90cm	1 枚


1箱(10パック入)

△三角穴顔用ドレープの特徴

- ・ 一辺12cm三角形の穴が開いた口腔用ドレープです。
- ・ 穴の一辺に小粘着テープが付いていますので、
オトガイ皮膚に貼ってご使用ください。・ズレ難く
全周に粘着テープ付のO型に比べ、患者様の
不快感・剥がす際の痛みが大巾に軽減されます。

ご比較下さい

■日本製 ■小箱に10P収納




製造元 株式会社リブドゥコーポレーション
医療機器製造販売許可番号 40B1X00002

Olas selects

写真・イラストはイメージで、規格が実寸です。

インプラントバー / サージカルバー


●トレフィンバー内部注水



ステンレス鋼製
骨採取用として用います。
SIZE表示は外径寸法となっています。
内径 = 表示寸法 - 0.8mmです。
また、Φ4.3、Φ5.0、Φ6.0はインプラント体の撤去が可能です。

7113-0002	トレフィンバー2.4
7113-0003	トレフィンバー2.7
7113-0004	トレフィンバー3.0
7113-0005	トレフィンバー3.3
7113-0006	トレフィンバー3.8
7113-0000	トレフィンバー4.3
7113-0001	トレフィンバー5.0
7113-0007	トレフィンバー6.0

●ボートトレフィン外部注水



ステンレス鋼製
骨採取用として用います。
SIZE表示は内径寸法と
なっています。
外径 = 表示寸法 + 0.8mm
です。

7113-1005	5.0
7113-1000	6.0
7113-1001	8.0
7113-1002	10.0
7113-1006	12.0


●サーキュラーナイフ



ステンレス鋼製
歯肉を丸く切除できます。
切開の必要がありません。

7112-6000	3.3
7112-6001	3.5
7112-6003	4.0
7112-6006	5.0


●ラウンド



目詰まりが起こりにくい
骨切削用のラウンドバーです。
ステンレス鋼製。
CAシャンク。

7011-1411	141RF/025
7011-1414	141RF/031
7011-1415	141RF/040
7011-1416	141RF/050



●リンデマンボンカッター



Prof.Dr.Lindemannの
設計です。独特の切れ刃は
切れ味抜群です。
ステンレス鋼製。
CAシャンク。

7010-1630	163RF/014
7010-1641	164RF/018
7010-1660	166RF/021

●サージカルバー内部注水



インタークールバー(内部注水)は
バーの内部から注水するので、冷却効果
が極めて高く骨に熱傷を与えません。

7010-4710	471RF/023
7010-1670	167RF/023
7010-4730	473RF/031
7010-4731	473RF/040
7010-4732	473RF/050

テクニカ
医療機器承認番号 2190BZX004090000

Olas selects

写真・イラストはイメージで、規格が実寸です。

トレパン

○生検・軟組織とメンブレンの穴開け用。




滅菌済
20入

○Φ1~4mm0.5ピッチの規格有
○他5・6・8mmの規格

カインダストリス㈱
医療機器承認番号 21900BZX01212000

ダイヤバー

ホリコ(ドイツ)
ホリコダイヤモンドHP



※サイナスリフトの切削は、
○ダイヤが安全! かつ
○ストレートHPがパワー有! (シャンク長35mm)

Gマーク付はコース(荒)も選択可能

(G) コース・グリーン	135μ
レギュラー	100μ
(N) ノーマル・ブルー	80μ
(F) ファイン・イエロー	35μ

無印… (Iクラス)
▲…… (IIクラス)
■…… (IIIクラス)

株式会社田商会
医療機器製造販売届出番号 28B1X00005000094


歯科インプラント用 月光ドリル

月光ドリルは、あらゆるニーズに合わせて研究開発されたドリルで、独自の先端形状により下穴が無くても刃先が滑らず素早く高精度なドリリングが可能です。また、切削抵抗が少なく食いつきがよく直進性に優れている為、斜位穿孔に強く傾けてもブレる事なくドリル孔を形成する事が可能です。また、摩擦が少なく骨火傷のリスクを大幅に軽減することが期待できます。


月光ドリル 特許登録

特許 第 4834183 号 特許 第 501801 号


特許技術の先端形状



三日月形状



※インプラント高形状を考慮して、ファイナルドリル等は各メーカーのドリルプロトコルに従ってください



商品名	商品コード	刃径φD1	刃径φD2	全長L	軸長L1	刃先長L2
DIP-GD2.0BK	EHGD7011	φ 2.0	—	33.6	16.6	17.0
DIP-GD2.8BK	EHGD7028	φ 2.8	—	33.6	16.6	17.0
DIP-GD2034BK	EHGD7035	φ 2.0	φ 3.4	36.6	16.6	20.0

Olas selects

写真・イラストはイメージで、規格が実寸です。

縫合用品

針付縫合糸

滅菌済

心臓血管外科等々で実績・信頼のメーカーの製品です。

糸 黒色ナイロンモノフィラメント 針 ▽角

針長	彎曲、ご選択下さい	糸太さ、ご選択下さい	糸長さ
10mm	強弯 弱弯	5-0 ～ 8-0	50cm
11mm	強弯 弱弯	5-0 ～ 8-0	50cm
13mm	強弯 弱弯	4-0 ～ 7-0	50cm
15mm	強弯 弱弯	3-0 ～ 7-0	50cm
17mm	強弯 弱弯	2-0 ～ 5-0	50cm
19mm	強弯 弱弯	1-0 ～ 5-0	50cm

右イラストは 強弯


縫合針 ▽角 ○丸針も有 バネ穴 未

滅菌

強弯



弱弯



縫合糸 ナイロンモノフィラメント 滅菌済

黒色 (他 青・白 有り) 35cm カット・使い良い 5本入小袋× 10

規格
3-0
4-0
5-0


ソフトナイロンも扱い
お問合せください

製造元 松田医科工業㈱
医療機器承認番号 20200BZZ01575000
医療機器製造販売業許可番号 13B1X00047

▽1/2

プレート

ウルトラ フレックス メッシュ プレート



柔らかく三次元的形成が容易

UF-01S	35x25mm 厚さ 0.1mm
UF-02S	35x25mm 厚さ 0.2mm
UF-01L	48x35mm 厚さ 0.1mm
UF-02L	48x35mm 厚さ 0.2mm

オカダ医材㈱
医療機器承認番号 22500BZX00458000

替刃メス


フェザー替刃メスNo.370、No.390は、主に顕微鏡(マイクロスコープ)を用いた微細な手術時に有効な小型替刃メスです。
適切な形状・刃厚で、コントロールしやすく微細な切開が可能です。

品番/形状	刃厚	形状サイズ	入数
No.370	0.38mm (両面刃付)	直径 3mm	1箱(10枚入)
No.390	0.38mm (片面刃付)	先端1.3mmから 2.0mmへ テーパー形状	1箱(10枚入)


フェザー安全剃刀
製造販売認証番号 218AA BX00123000

開唇器

開唇器(リップリバーサー) 10.5cm KK391




※ 側面図




※ 主として口内炎治療の時に唇を挟んで
翻すために使います。

ハイマン有刃鉗子 17cm
(鋭匙鉗子)

(小) (中) (大)



KA2B05 KA2B06 KA2B07



㈱テーエム松井
医療機器承認番号 13B3X10042KK2001

※ 適度な力で挟み込み、
口内炎等の患部を
見やすく治療しやすく
露出させます。



㈱テーエム松井
医療機器承認番号 13B3X10042KK1001

Olas selects

写真・イラストはイメージで、規格が実寸です。

Olas selects

写真・イラストはイメージで、規格が実寸です。

頁	品番	製品名	届出番号	販売名
38	24-203-105-O	上顎深部レトラクター	13B1X00180000168	開創器 /USTOMED
39	67-851-020-O	ボーンコンデンサー コンケイブ 曲 止付 2 mm	13B1X00180000170	歯科用手術機器 /USTOMED
39	67-851-030-O	ボーンコンデンサー コンケイブ 曲 止付 3 mm	13B1X00180000170	歯科用手術機器 /USTOMED
39	67-851-033-O	ボーンコンデンサー コンケイブ 曲 止付 3.3 mm	13B1X00180000170	歯科用手術機器 /USTOMED
39	67-851-040-O	ボーンコンデンサー コンケイブ 曲 止付 4 mm	13B1X00180000170	歯科用手術機器 /USTOMED
39	67-636-210-O	テフロンマレット	13B1X00180000176	マレット /USTOMED
39	67-636-002-O	マレットヘッド	13B1X00180000176	マレット /USTOMED
40	48-149-000-O	開口器デンハルト 舌ブレード大・中 2 ケ付	13B1X00180000169	開口器 /USTOMED
41	24-197-001-O	ワイヤー開口器 中	13B1X00180000169	開口器 /USTOMED
41	24-197-002-O	ワイヤー開口器 大	13B1X00180000169	開口器 /USTOMED
43	86-959-000-O	アプリーケーター サイド型 曲	13B1X00180000170	アプリーケーター /USTOMED
43	08-033-160-O	外科撮子 曲 無鈎 16cm	13B1X00180000172	撮子 /USTOMED
43	67-680-000-O	ボーンクラッシャー	13B1X00180000177	ボーンミル /USTOMED
44	27-717-175-O	フリアー両鋭 17.5 cm	13B1X00180000166	エレベータ /USTOMED
44	27-721-190-O	モルト剥離子 17.5 cm	13B1X00180000166	エレベータ /USTOMED
45	67-803-000-O	ヘミングウェイ 両頭鋭匙 Size 0	13B1X00180000167	スプーン型鋭ひ及び鈍ひ /USTOMED
45	67-803-010-O	ヘミングウェイ 両頭鋭匙 Size 1	13B1X00180000167	スプーン型鋭ひ及び鈍ひ /USTOMED
45	67-803-020-O	ヘミングウェイ 両頭鋭匙 Size 2	13B1X00180000167	スプーン型鋭ひ及び鈍ひ /USTOMED
45	67-803-030-O	ヘミングウェイ 両頭鋭匙 Size 3	13B1X00180000167	スプーン型鋭ひ及び鈍ひ /USTOMED
45	83-230-008-O	ルートチップピックス Fig.8 直	13B1X00180000166	エレベータ /USTOMED
45	83-231-009-O	ルートチップピックス Fig.9 曲	13B1X00180000166	エレベータ /USTOMED
45	83-231-010-O	ルートチップピックス Fig.10 曲	13B1X00180000166	エレベータ /USTOMED
46	83-904-000-O	デスモトーム Fig.0 直	13B1X00180000166	エレベータ /USTOMED
46	83-905-001-O	デスモトーム Fig.1 曲	13B1X00180000166	エレベータ /USTOMED
46	83-905-002-O	デスモトーム Fig.2 曲	13B1X00180000166	エレベータ /USTOMED
47	83-120-003-O	ファインヘーベル 直 巾 3 mm	13B1X00180000166	エレベータ /USTOMED
47	83-120-004-O	ファインヘーベル 直 巾 4 mm	13B1X00180000166	エレベータ /USTOMED
47	83-120-005-O	ファインヘーベル 直 巾 5 mm	13B1X00180000166	エレベータ /USTOMED
47	83-121-003-O	ファインヘーベル 曲 巾 3 mm	13B1X00180000166	エレベータ /USTOMED
47	83-121-004-O	ファインヘーベル 曲 巾 4 mm	13B1X00180000166	エレベータ /USTOMED
47	83-121-005-O	ファインヘーベル 曲 巾 5 mm	13B1X00180000166	エレベータ /USTOMED



- ※上顎の処置の際、頬側を大きく圧排し、術野を確保可能。
- ※上顎の埋伏歯の破砕抜歯に有用。
- ※奥迄、光を送るミラー仕様。
- ※バーでの形成時等も頬を傷めない。

オーラス

医院専用

Fax0480-44-8866 e-mail olas@olas.co.jp

注文書

年 月 日

(本紙をコピーなさり、ご使用下さい)

医院様名			ご住所	〒	
ご注文者様名			電話		FAX
お役職に○を下さい	敬称略、院長・衛生士・事務・勤務医・他()		e-mail	連絡メールでご希望は必ず	

カタログv01.17分
ご注文製品欄
1 医院様
ご記入欄

2 オーラス 記入・報告欄

[illegible]

①納期等の都合でキャンセル他変更の際は、弊社から報告後、○製品名右欄に × をご記入、○変更内容ご記入の上
お願い

ご面倒・お手数ですが FAX・e-mail 等で、必ずご連絡下さい。

②価格等予告出来ず変更の場合、ご注文後報告申します、ご容赦下さい。

③荷作・送料は納入金額が税込みで、1万以下の際頂戴致します。弊社の都合で分納分は頂きません。

④ご請求書、完納時に添付申します、恐縮ですが2週間以内に郵便振替え・銀行振込み等で送金の程、お願い申し上げます。


⑤ご返品・ご交換は、カタログとの形状違い・性能不良以外は、恐縮ですが受けられません。

但し、医院様にてご不満を感じられた点等々御座いましたら、ご面倒でも fax・e-mail 等でご指摘下さい。

Bone Condenser

concave

※ストッパーが任意の位置でワンタッチで固定可能
※二重ナット式、レンチ不要



67-851-...
ボーンコンデンサー
コンケイブ 曲 止付
CE

オーラス

67-636-002-O
マレットヘッド
※テフロン部交換用2ヶ入



舌ブレード付開口器

舌・下顎底・骨切・骨折・・・手術に！
静脈内鎮静法時にも有用！

※経口挿管チューブの固定にも



・開口と舌の圧迫が同時に可！



・ブレードの前後のみでなく+角度調節も可！

・ブレード大・中 2枚付 (写真は中)

・改良 歯にあたる所を大きく 装着性が改善

48-149-000-O 開口器デンハルト 舌ブレード大・中 2ヶ付

オーラス

医療機器製造販売届出番号 13B1X00180000169

Hilger's multifunctional Cheek and Lip Spreaders*


These innovative and work-facilitating instruments should not be missing in any modern practice!



Available in two different sizes for maximum convenience for the patient; easy to differentiate by differently formed pressure points

Fig. 2

Fig. 1




Order-Number: Fig. 1 24-197-001-O
ワイヤー開口器 中

Order-Number: Fig. 2 24-197-002-O
ワイヤー開口器 大

For more details and specific application advantages, see the following pages.

*Jointly developed by the well-known ergonomics expert Dr. Hilger and USTOMED®. Application filed for registration as a German utility model (no. 299 06 575.8).

オーラス




Easy access to all parts of the dentition.
Troublesome cheek soft-tissues are kept out of the way.



Self-expanding:

Free, unobstructed working with only **one** hand, with easy adjustment for the "front view" dental photo status.
Troublesome cheek soft-tissues are kept out of the way.



○開口器との併用も可で、安全に開口を維持。
○アングルワイダーの様に口角だけを、強く引っ張りません。
○頬を全周、特に前歯部は歯牙から大きく引き離します。

○長時間の使用も痛くない。
○アングルワイダーの様に割れず、永く使用可。
○写真撮影、ワイヤー固定時にも有用です。

オーラス

The practical USTOMED Application Gun

facilitating the application of artificial bone substance and autogenous bone.

優れたUSTOMED
の
アイデア製品のひとつ！です



turn-lock:

The **USTOMED** Application gun can be filled both from the front and from the side

※先端から骨を挿入の為、簡単に、術者にストレス無くアプリケーション可能。


Order-number: 86-959-000-O

アプリケーター サイド型 曲

illustration
in original size




※口腔内のカーブに合った弯曲が
使い易いと特に無鉤が好評



cm 16 inch. 6 1/4 外科攝子 曲 無鉤
08-033-160-O

fein, gebogen
delicate, curved
délicates, courbes
finas, curvas



Bone Crusher for breaking down removed chunks of bone into smaller fragments. The grooved underside prevents the bone substance from becoming completely crushed. In addition, the size of the granules can be defined by the user.

The instrument is a low-priced alternative to the Bone Mill.

USTOMED
67-680-000-O
ボーンクラッシャー

オーラス

フリーア剥離子17.5cm (27-717-175-O)



モルト剥離子17.5cm(27-721-190-O)

軽量ながら、強剥離力！！

職人技で、先端刃部が強度の為、一度使うと

ヤミツキという評価の高い骨膜剥離子。グリップ部も清潔を

保てるような改良型&長時間使用も疲れにくい軽量型


良い製品だけを世界から

発売 **オーラス**


医療機器製造販売届出番号 13B3X00180000166

オーラス

※力が入る
楕円の柄
※ロングネック
※鋭刃付



ルートチップピックス
丈夫な作り




オーラス

デスモトーム


☆尖・弯刃が食い込み、細柄でアトラウマティックな抜歯。

ドイツ USTOMED



左から

Fig.0 83-904-000-O Fig.1 83-905-001-O Fig.2 83-905-002-O



全長約14cm

良い物だけを世界から

www.olas.co.jp

発売元

オーラス

T 0480-93-1218

届出番号13B1X00180000166
販売名エレベータ/USTOMED

フラインヘーベル

ドイツ **USTOMED** ラクスエーター型
薄・鋭・平刃・ロングシャフト・軽八角柄

歯根膜腔に**食込み・楔・輪軸** 操作のみで、
歯槽骨のダメージ**少**



全長14cm

	巾3mm	巾4mm	巾5mm
直	83-120-003-O	83-120-004-O	83-120-005-O
曲	83-121-003-O	83-121-004-O	83-121-005-O

良い物**だけ**を世界から WWW.OLAS.CO.JP

発売元 **オーラス** TEL 0480 - 93 - 1218

届出番号13B1X00180000166
販売名 エレベータ/USTOMED

ドイツ **USTOMED** ブランド製品

世界の鋼製小物のメッカ、Tuttlingen の歴史有る会社です。

今回**販売再開**です。

○「品質・性能」 **刃物の切れ!**等が一番の特徴です。

○「アイデア・工夫」 **オリジナル**特色有の**アイデア**製品多。
基本製品も形状等に**工夫**が有です。


販売名・届出番号は P38 に掲載です。

良い物**だけ**を世界から

販売元 有限会社 **オーラス** www.olas.co.jp ・e-mail olas@olas.co.jp

高度管理医療機器等販売業 許可番号 第 810763 号
医療機器修理業 許可番号 11BS200307

Tel 0480-93-1218 Fax 0480-44-8866



口腔外科器械 インプラント用器械

Vol.17



www.olas.co.jp から
製品カタログを高覧・印刷可です。

良い物だけを世界から

販売元 **オーラス**

歯科外科・インプラント用 基本器械 + USTOMED

オーラス